

MĚŘENÍ VESTY - U73, 74, 78, 79, 80

Jak vybrat správné řešení:
změřte rozteč ramen, ale vždy berte v potaz celkovou konstituci, váhu, výšku i oděv klienta či jeho obvyklou konfekční velikost.




XS	(24cm–28cm)
S	(28cm–33cm)
M	(33cm–41cm)
L	(41cm–48cm)
XL	(48cm–56cm)

ŠIROKÁ VERZE U74.W a U73.W

	A	B	C	D	E
XS	22 cm	13 cm	13 cm	4 cm	9 cm
S	23 cm	14 cm	16 cm	4 cm	12 cm
M	30 cm	18 cm	20 cm	4 cm	13 cm
L	38 cm	21 cm	23 cm	6 cm	13 cm
XL	46 cm	25 cm	27 cm	6cm	16 cm



U73



ÚZKÁ VERZE U74.N a U73.N

	A	B	C	D	E
M	30,5 cm	18 cm	20,5 cm	4 cm	9 cm
L	38 cm	21,5 cm	23 cm	6 cm	10 cm
XL	46 cm	25,5 cm	27 cm	6 cm	10 cm




U74

"H" FIXACE U79.

délka neoprenu	
S	31cm
M	34cm
L	41cm
XL	47cm



U79



Jak vybrat správnou velikost hrudního fixačního pásu:
změřte šířku hrudníku zepředu v místě, kde bude potřeba fixace.

RAMENNÍ FIXACE U78.

délka neoprenu	
S	24 cm
M	29 cm
L	34 cm



U78


šířka hrudníku	
XS	36 - 45 cm
S	46 - 55 cm
M	56 - 65cm
L	66 - 75 cm
XL	76 - 85 cm



U80


Specifikace pásu U80

	A	B
XS	31,8 cm	7,6 cm
S	39,7cm	8,9 cm
M	47,6cm	10,3 cm
L	55,6cm	11,4 cm
XL	63,5cm	12,7 cm





PÁNEVNÍ FIXACE

Změřte rozteč pánve, stejně jako měříte šířku vozíku.



Technická specifikace pánevního pásu

	A	B	C	D
S	(38mm)	(57mm)	(18cm)	(127cm)
M	(38mm)	(64mm)	(23cm)	(142cm)
L	(50mm)	(76mm)	(28cm)	(152cm)



Pánevní popruhy

Pánevní popruhy jsou určeny především osobám, které mají tendenci sjíždět ze sedátka vozíku. Rovněž plní funkci fixace dolních končetin v abdukci. Popruhy optimálně fixují pánev a eliminují úklony či rotace.



U01 PÁNEVNÍ POPRUHY



Změřte vzdálenost od bodu ASIS (řídte se obrázkem, vizualizace dále nebo projekcí pánve na předchozí stránce)



XS	–20cm)
S	(20cm–28cm)
M	(28cm–36cm)
L	(36cm–41cm)

Stabilizace kotníků a chodidel

Správná stabilizace nohou je klíčová pro správnou stabilizaci vyšších segmentů, jako je pánev.



U77 kotníkové pásky

obvod kotníku

XS	(14cm–17cm)
S	(17cm–20cm)
M	(19cm–23cm)
L	(22cm–29cm)
XL	(28cm–33cm)



B19 nožní pásky