



139

POJÍZDNÉ TOALETNÍ KŘESLO

Toaletní pojízdné křeslo 139 je kompaktní model s celkovou šíří jen 56 cm. Je vhodné pro klienty s váhou až do 120 kg.

Pojízdné toaletní křeslo 139 je výbornou kombinací vozíku a klozetového křesla. Je ideální pomocník pro osoby se sníženou pohyblivostí, které potřebují bezpečné a pohodlné řešení hygieny. Díky pevné konstrukci, měkkému sedáku a odnímatelné toaletní nádobě poskytuje maximální komfort i snadnou údržbu. Velkou výhodou křesla je bezesporu jeho mobilita. Křeslo 139 je vybaveno kolečky s nášlapnou brzdou a odnímatelnými područkami a podnožkami. Toaletní nádoba křesla je opatřena víkem a je odnímatelná posunem směrem dozadu, což umožňuje snadné a rychlé čištění. Odklopné područky usnadňují přesuny uživatele z a do křesla.

Toaletní pojízdné křeslo 139 je spolehlivá volba pro každodenní péči, která usnadňuje život nejen uživatelům, ale i jejich pečovatелům.

- kompaktní toaletní křeslo s celkovou šíří 56 cm a maximální nosností až 120 Kg
- omyvatelné čalounění
- odklopné a odnímatelné podnožky
- sklopné područky s pojistkou
- odklopné a odnímatelné podnožky
- plastové toaletní sedátko
- odnímatelný polstrovaný sedák
- toaletní nádoba s víkem
- vyjmutí nádoby dozadu
- odnímatelná opěrka zad
- madlo pro ovládání křesla
- kolečka s nášlapnou brzdou



MOŽNOST DODÁNÍ
PRODUKTU I V REŽIMU
NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ



7 Technické údaje

Výrobce	Vermeiren
Typ	Toaletní židle
Model	139

Popis	Rozměry
Max. zátěž	120 kg
Celková výška	950 mm
Výška sedáku	492 mm (bez sedáku) 528 mm (se sedákem)
Celková šířka	540 mm
Šířka sedáku	420 mm
Výška opěrky	425 mm (bez sedáku) 390 mm (se sedákem)
Celková hloubka	820 mm
Hloubka sedáku	420 mm
Délka (při složení)	550 mm
Výška (při složení)	520 mm
Loketní opěrka do vzdálenosti sedadla	265 mm (bez sedáku) 225 mm (se sedákem)
Přední umístění struktury loketní opěrky	395 mm
Váha	ca. 13 kg
Váha (při složení)	Rám: 6,85 kg Zádová opěrka: 2,4 kg Podnožky: 1,75 kg (Pair) Sedák: 1,15 kg Toaletní kyblík: 0,7 kg
Kolečka	125 mm (2 s brzdami, 2 bez brzd)
Obsah toaletního kyblíku	5 l
Vyhrazujeme si právo na zavádění technických změn. Tolerance měření +/- 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.	

Pro cenovou nabídku a objednávky:

Zdravotnický prostředek ke kompenzaci poruch mobility. Čtěte pečlivě návod k obsluze ke stažení na www.medesacare.cz/ke-stazeni

